

POPIS KOMPATIBILNIH I NEKOMPATIBILNIH UREĐAJA ZA ODREĐIVANJE RAZINE GLUKOZE U KRVI

Zadnja promjena: Srpanj, 2010.

Uređaji za određivanje razine glukoze u krvi koji SE SMIJU koristiti kod bolesnika koji se liječe EXTRANEAL (ikodekstrin) otopinom za peritonejsku dijalizu		
Zaštićeni naziv uređaja za određivanje razine glukoze u krvi	Vrsta metode*	Proizvođač
Optium Optium Easy Optium EZ Optium Xceed Optium Xido Precision PCx Precision QID^B Precision Xceed Precision Xceed Pro Precision Xtra Precision Xtra OK ReliOn Ultima ReliOn Ultima Advance Sof-Sense Sof-Tact^C TrueSense FreeStyle² FreeStyle 3² FreeStyle 5² FreeStyle Flash² FreeStyle Freedom² FreeStyle Freedom Lite² FreeStyle Lite² FreeStyle Mini² FreeStyle Papillon² FreeStyle Papillon Lite² FreeStyle Papillon Mini² FreeStyle Papillon Vision²	GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD, GO¹ GO GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD, GO¹ GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD² GDH-FAD²	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com 00385 1 23 50 560
Advance Intuition Advance Micro-draw Assure Pro Assure 3 Assure 4 GLUCOCARD 01 GLUCOCARD 01-mini PocketChem EZ Quick Tek	GO GO GO GO GO GO GO GO	Arkray, Inc. www.arkrayusa.com 00385 1 65 42 855
Ascensia Breeze Ascensia Brio Ascensia Confirm Ascensia Dex Ascensia Entrust Ascensia Esprit Breeze 2 Contour Contour TS Elite	GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GO	Bayer Healthcare www.bayerdiabetes.com 00385 1 23 56 790

Uređaji za određivanje razine glukoze u krvi koji SE SMIJU koristiti kod bolesnika koji se liječe **EXTRANEAL** (ikodekstrin) otopinom za peritonejsku dijalizu

Zaštićeni naziv uređaja za određivanje razine glukoze u krvi	Vrsta metode*	Proizvođač
OneTouch Basic^B OneTouch FastTake OneTouch InDuo OneTouch Profile^B OneTouch Select OneTouch SureStep OneTouch Ultra OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraMini OneTouch UltraSmart ONE TOUCH II SureStep Flexx	GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com 00385 0800 54 33
Accu-Chek Inform II⁴ Accu-Chek Performa⁴ Accu-Chek Performa Combo⁴ Accu-Chek Nano⁴	GDH-MUT⁴ GDH-MUT⁴ GDH-MUT⁴ GDH-MUT⁴	Roche Diagnostics www.roche-diagnostics.com www.accu-chek.com 00385 1 47 22 333

Uređaji za određivanje razine glukoze u krvi koji se NE SMIJU koristiti kod bolesnika koji se liječe **EXTRANEAL** (ikodekstrin) otopinom za peritonejsku dijalizu

Zaštićeni naziv uređaja za određivanje razine glukoze u krvi	Vrsta metode*	Proizvođač
FreeStyle² FreeStyle 3² FreeStyle 5² FreeStyle Flash² FreeStyle Freedom² FreeStyle Freedom Lite² FreeStyle Lite² FreeStyle Mini² FreeStyle Papillon² FreeStyle Papillon Lite² FreeStyle Papillon Mini² FreeStyle Papillon Vision² CoZmonitor FreeStyle Tracker Optium Mini Optium Omega	GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ² GDH-PQQ²	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com 00385 1 23 50 560
GLUCOCARD X-meter^D	GDH-FAD³	Arkray, Inc. www.arkrayusa.com 00385 1 65 42 855

Uređaji za određivanje razine glukoze u krvi koji se **NE SMLJU** koristiti kod bolesnika koji se liječe **EXTRANEAL** (ikodekstrin) otopinom za peritonejsku dijalizu

Zaštićeni naziv uređaja za određivanje razine glukoze u krvi	Vrsta metode*	Proizvođač
Accu-Chek Inform II ⁴	GDH-PQQ ⁴	Roche Diagnostics www. Roche-Diagnostics.com www. accu-Chek.com 00385 1 47 22 333
Accu-Chek Performa ⁴	GDH-PQQ ⁴	
Accu-Chek Performa Combo ⁴	GDH-PQQ ⁴	
Accu-Chek Nano ⁴	GDH-PQQ ⁴	
Accu-Chek Active/S System	GDH-PQQ	
Accu-Chek Advantage ^A	GDH-PQQ	
Accu-Chek Aviva	GDH-PQQ	
Accu-Chek Comfort	GDH-PQQ	
Accu-Chek Compact	GDH-PQQ	
Accu-Chek Compact Plus ^A	GDH-PQQ	
Accu-Chek Complete System	GDH-PQQ	
Accu-Chek Go/Go S System	GDH-PQQ	
Accu-Chek GTS/GTS Plus	GDH-PQQ	
Accu-Chek Inform System	GDH-PQQ	
Accu-Chek Inform	GDH-PQQ	
Accu-Chek Integra System	GDH-PQQ	
Accu-Chek Plus	GDH-PQQ	
Accu-Chek Sensor	GDH-PQQ	
Accu-Chek Voicemate/Voice	GDH-PQQ	
Mate Plus System	GDH-PQQ	

¹ Dvije vrste **kompatibilnih** test traka za Precision PCx i Precision Xtra OK.

² Navedeni uređaji mogu se koristiti sa GDH-PQQ (**inkompatibilnim**) i GDH-FAD (**kompatibilnim**) test trakama. Obratite se proizvođaču za detaljnije informacije.

³ Navedeni Arkray GDH-FAD uređaj/test traka je **inkompatibilan**. Obratite se proizvođaču za detaljnije informacije.

⁴ Navedeni uređaji mogu se koristiti sa GDH-PQQ (**inkompatibilnim**) i GDH-MUT (**kompatibilnim**) test trakama. Obratite se proizvođaču za detaljnije informacije.

Vrsta metode*

GO = glukoza oksidaza

GDH-PQQ = glukoza dehidrogenaza s pirolokinolinkinonom

GDH-NAD = glukoza dehidrogenaza s nikotinamid-adenin dinukleotidom

GDH-FAD = glukoza dehidrogenaza s flavin-adenin dinukleotidom

GDH-MUT = glukoza dehidrogenaza s pirolokinolinkinonom prilagođena uklanjanju interferencije s maltozom

Reference:

^A Baxterova studija 32386 (McGaw Park) Određivanje potencijalne interferencije ikodekstrina i njegovih metabolita na određivanje glukoze u ljudskoj krvi korištenjem Accu-Chek compact i Advantage sistema.

^B Baxterov izvještaj REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Evaluacija potencijalne interferencije u određivanju glukoze u krvi (mjereno enzimatskim metodama) za bolesnike liječene ikodekstrinom.

^C Baxterov izvještaj RD-01-RE-233 (McGaw Park) Evaluacija potencijalne interferencije MediSense Sof-Tact testa za određivanje glukoze u krvi s ikodekstrinom i njegovim metabolitima.

^D Baxterov izvještaj 33541 (McGaw Park) Određivanje potencijalne interferencije ikodekstrina i njegovih metabolita na određivanje glukoze u ljudskoj krvi korištenjem uređaja glukometar-Glucocard X-Meter (Arkray).

Za daljnje informacije o lijeku EXTRANEAL (ikodekstrin) pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka odobren u Republici Hrvatskoj.

Baxter i EXTRANEAL su zaštitni znaci tvrtke Baxter International Inc.

Ostali zaštitni znaci ili proizvodi koji su navedeni u tekstu nalaze se u vlasništvu odgovarajućih tvrtki.