

Teleflex Medical  
IDA Business & Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Westmeath, Irska

veljača 2024.

## HITNO – SIGURNOSNA OBAVIJEST

<b>Vrsta radnje:</b>	<b>Opoziv – Uklanjanje</b>			
<b>Naziv/i proizvoda:</b>	<b>Kompleti i setovi za kateterizaciju radijalne arterije Arrow® QuickFlash® Komplet za kateterizaciju radijalne arterije / arterijske linije Arrow® QuickFlash®</b>			
<b>Referenca tvrtke Teleflex:</b>	<b>EIF-000556</b>			
<b>Šifre proizvoda:</b>	AK-04220	ASK-04220-FMH1	ASK-04220-HHC	ASK-04220-KSP
	ASK-04220-PSU	ASK-04220-UCL1	ASK-04500-AH	ASK-04500-HF-S
	NA-04220-S1A	NA-04220-X1A	RA-04220	RA-04220-W
<b>Broj serije/lot:</b>	<b>Pogledajte Dodatak 2</b>			

Poštovani klijenti,

### Pojedinosti o zahvaćenim proizvodima

Arrow International LLC, podružnica tvrtke Teleflex Incorporated, pokrenula je dobrovoljnu sigurnosnu korektivnu radnju (Field Safety Corrective Action, FSCA) za navedene proizvode; informacije o šifri proizvoda, broju lot i jedinstvenoj identifikaciji proizvoda potražite u Dodatku 2.

### Opis problema i hitne potrebne radnje.

Tvrtka Teleflex pokreće ovu dobrovoljnu FSCA za navedene proizvode zbog primljenih izvješća koja ukazuju na potencijalno oštećenu komponentu.

Reklamacije se odnose na otpor ručice/komore žice vodilice tijekom uporabe. Moguće neposredne zdravstvene posljedice te komponente su arterijski vazospazam i ozljeda krvne žile do kojih može doći zbog višestrukih punkcija arterije uslijed opetovanih pokušaja. Sve dugoročne posljedice bile bi uvjetovane težinom neposrednih posljedica. Ako se proizvod testira prije uporabe u skladu s informacijama za uporabu i dobrom kliničkom praksom, otkrit će se problem s komponentama. Unatoč tome, tvrtka Teleflex opoziva proizvode navedene u Dodatku 2.

Do 31. siječnja 2024. zaprimljene su ukupno 194 pritužbe kojima je prijavljena pojava otpora ručice/komore žice vodilice tijekom uporabe za proizvode na koje se odnosi ova Sigurnosna obavijest. U ovih 194 žalbi nije prijavljena povreda.

Prema našoj evidenciji, isporučeni su vam proizvodi koji su u opsegu ove sigurnosne korektivne radnje.

**Pridržavajte se jednog od sljedećih popisa radnji, ovisno o vašoj lokaciji:**

Lokacija proizvoda	Broj popisa radnji
Medicinske ustanove (bolnice, medicinsko osoblje itd.)	<b>1</b>
Distributeri	<b>2</b>

**Broj popisa radnji 1 – medicinske ustanove**

1. Obavezno odmah provjerite imate li u zalihama proizvode na koje se primjenjuje ova sigurnosna korektivna radnja. **Korisnici moraju prestati upotrebljavati i distribuirati sporni proizvod te ga odmah odvojiti.**
2. Ako imate sporni proizvod, označite odgovarajući potvrdni okvir na Obrascu potvrde (Dodatak 1) i obratite se korisničkoj službi Teleflex pozivom na telefonski broj koji se nalazi u nastavku. To će nam omogućiti da evidentiramo količinu proizvoda koje imate kod sebe za povrat. Predstavnik službe za korisnike kontaktirat će vas putem broja za autorizaciju povrata robe (RGA) i dati vam upute za povrat proizvoda tvrtki Teleflex Medical.
3. Ako nemate sporni proizvod, označite odgovarajući potvrdni okvir na Obrascu potvrde (Dodatak 1) i vratite obrazac tvrtki Teleflex putem priloženih kontaktnih podataka.
4. Teleflex (ili vaš lokalni trgovac) izdat će vam potvrdu o povratu čim primi vraćeni predmetni proizvod.

**Broj popisa radnji 2 – distributeri**

1. Dostavite primjerak ove sigurnosne obavijesti svim kupcima koji su primili proizvod na koji se ona odnosi. Svi kupci moraju ispuniti obrazac o primanju i poslati ga vama.
2. Obavezno odmah provjerite imate li u zalihama sporni proizvod. **Prestanite upotrebljavati i distribuirati sporni proizvod te ga odmah odvojite.** Možete vratiti sve dotične proizvode.
3. Kao distributer nakon toga obavezno morate potvrditi tvrtki Teleflex da ste proveli aktivnosti navedene u radnjama 1 i 2 ovog popisa radnji broj 2. Kad dovršite potrebne radnje, ispunjeni obrazac o primanju na znanje pošaljite na dolje navedenu adresu e-pošte.  
**Važno** – Dok popunjavate ovaj obrazac, vodite računa da navedete samo brojeve serije koji su obuhvaćeni ovom sigurnosnom obavijesti.
4. Napominjemo da će Teleflex obavijestiti nadležna tijela svih država članica Europskog gospodarskog prostora, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva (EGP/CH/UK) te Turske (TR) u kojima se izravno distribuiraju proizvodi tvrtke Teleflex.
5. Ako ste proizvod distribuirali izvan svoje države, obavijestite službu za korisnike tvrtke Teleflex slanjem poruke e-pošte na adresu navedenu u nastavku.
6. Ako ste distributer i/ili imate obvezu izvještavanja unutar ili izvan područja EGP/CH/UK/TR, obavijestite nadležno lokalno tijelo o ovom postupku. Obavijest i svu korespondenciju s lokalnim nadležnim tijelom prosljedite tvrtki Teleflex.

Neželjene događaje ili probleme s kvalitetom tijekom upotrebe ovoga proizvoda treba prijaviti službi za korisnike tvrtke Teleflex na podatke za kontakt u nastavku.

**Teleflex**

Teleflex o ovoj sigurnosnoj korektivnoj radnji obavještava sve korisnike spornog proizvoda, zaposlenike tvrtke Teleflex te distributere.

**Prosljeđivanje ove sigurnosne obavijesti**

Obavijest se mora prosljediti svim osobama u vašoj tvrtki ili ustanovi koje s njom moraju biti upoznate i svim tvrtkama ili ustanovama kojima su poslani predmetni proizvodi.

Prilikom slanja obavijesti uzmite u obzir krajnje korisnike, djelatnike klinika, osobe zadužene za upravljanje rizikom, centre za distribuciju itd. Obavijest imajte na umu dok god ne izvršite sve potrebne radnje u svojoj tvrtki ili ustanovi.

**Osoba za kontakt**

Ako vam trebaju bilo kakve dodatne informacije ili podrška u vezi s ovim problemom, kontaktirajte:

**Služba za korisnike:****Kontakt:** Shane Kenny**Telefon:** +353 (0)86 3479154**Adresa e-pošte:** [Recalls.Intl@teleflex.com](mailto:Recalls.Intl@teleflex.com)

Cilj je tvrtke Teleflex proizvoditi visokokvalitetne, sigurne i učinkovite proizvode. Iskreno se nadamo da ova radnja neće uzrokovati veće poremećaje u vašem poslovanju. Ako imate pitanja, slobodno se obratite lokalnom prodajnom predstavniku ili službi za korisnike.

Donji potpis potvrđuje da je ova obavijest dostavljena odgovarajućem regulatornom tijelu.

*Za tvrtku Teleflex i u njezino ime,*

*Padraig Hegarty*

*Padraig Hegarty, potpredsjednik općeg odjela za kontrolu kvalitete (proizvodnja)*

Dodatak 1

Br. kupca

**SIGURNOSNA KOREKTIVNA RADNJA  
OBRAZAC O PRIMANJU**

**RADNJA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA S PROIZVODIMA TVRTKE TELEFLEX – POTREBNO POSTUPANJE  
BEZ ODLAGANJA**

Referentna oznaka EIF-000556

**ISPUNJENI OBRAZAC ODMAH POŠALJITE NA:**

Adresa e-pošte: [Recalls.Intl@teleflex.com](mailto:Recalls.Intl@teleflex.com)

<input type="checkbox"/> Potvrđujemo da smo primili ovu sigurnosnu obavijest i poduzeli radnje koje se njome zahtijevaju. Potvrđujemo da u našim zalihama <b>NEMA</b> proizvoda na koje se radnja primjenjuje.	<input type="checkbox"/> Potvrđujemo da smo primili ovu sigurnosnu obavijest i poduzeli radnje koje se njome propisuju. Osim toga, potvrđujemo da na našim zalihama IMA proizvoda na koje se ova radnja primjenjuje. Obustavljene su upotreba i daljnja distribucija predmetnih proizvoda. Svi su proizvodi stavljeni izvan prometa te će količina navedena u nastavku biti vraćena.
--	--

**Popunite ovaj obrazac potvrde o primanju na znanje i vratite ga odmah na gore navedene podatke za kontakt.**

Šifra proizvoda	Broj lot/serije	Količina u povratu
<b>Važno</b> – Dok popunjavate ovaj obrazac, vodite računa da navedete samo brojeve serije koji su obuhvaćeni ovom sigurnosnom obavijesti.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• U paket za povrat stavite uz proizvode <b>popunjeni obrazac potvrde</b>.</li> <li>• Molimo vas da stavke za povrat označite na sljedeći način: „<b>Field Safety Returns EIF-000556</b>”.</li> </ul> Napomena: Povrati proizvoda koji nisu u opsegu sigurnosne korektivne radnje trebaju se obraditi sukladno standardnim postupcima povrata proizvoda.		

<b>NAZIV USTANOVE (NPR. NAZIV BOLNICE ILI ZDRAVSTVENE USTANOVE)</b>	
<b>ADRESA USTANOVE</b>	<b>TELEFON/TELEFAKS/E-POŠTA</b>
<b>OBRAZAC ISPUNIO/LA</b>	<b>PEČAT</b>
IME I PREZIME TISKANIM SLOVIMA: _____  POTPIS: _____	
<b>DATUM</b>	

**Dodatak 2: Obuhvaćeni proizvod u okviru EIF-000556**

Šifra proizvoda	Serijska	Jedinstvena identifikacija proizvoda
AK-04220	13F22E0436	(01)20801902190943(17)241031(10)13F22E0436
AK-04220	13F22H0360	(01)20801902190943(17)241031(10)13F22H0360
AK-04220	33F23E0375	(01)20801902190943(17)250430(10)33F23E0375
AK-04220	33F23K0032	(01)20801902190943(17)250430(10)33F23K0032
AK-04220	33F23J0443	(01)20801902190943(17)250831(10)33F23J0443
AK-04220	33F23L0862	(01)20801902190943(17)251130(10)33F23L0862
AK-04220	13F22L0105	(01)30801902121616 (17)241130(10)13F22L0105
AK-04220	13F23A0651	(01)30801902121616 (17)241130(10)13F23A0651
AK-04220	33F23C0100	(01)30801902121616 (17)241130(10)33F23C0100
AK-04220	33F23F0347	(01)30801902121616 (17)241130(10)33F23F0347
AK-04220	33F23E0501	(01)30801902121616 (17)250331(10)33F23E0501
AK-04220	33F23G0141	(01)30801902121616 (17)250430(10)33F23G0141
ASK-04220-FMH1	33F23B0525	(01)20801902111665(17)240331(10)33F23B0525
ASK-04220-FMH1	33F23H0100	(01)20801902111665(17)250331(10)33F23H0100
ASK-04220-HHC	33F23F0067	(01)20801902190851(17)250228(10)33F23F0067
ASK-04220-HHC	33F23K0278	(01)20801902190851(17)250331(10)33F23K0278
ASK-04220-HHC	33F23G0478	(01)20801902190851(17)250531(10)33F23G0478
ASK-04220-HHC	33F23H0101	(01)20801902190851(17)250531(10)33F23H0101
ASK-04220-KSP	33F23E0709	(01)20801902156406(17)250131(10)33F23E0709
ASK-04220-KSP	33F23H0102	(01)20801902156406(17)250131(10)33F23H0102
ASK-04220-KSP	33F23H0918	(01)20801902156406(17)250131(10)33F23H0918
ASK-04220-KSP	33F23J0607	(01)20801902156406(17)250228(10)33F23J0607
ASK-04220-PSU	33F23F0331	(01)40801902121446(17)250331(10)33F23F0331
ASK-04220-PSU	33F23G0663	(01)40801902121446(17)250430(10)33F23G0663
ASK-04220-UCL1	33F23F0801	(01)20801902159124(17)240831(10)33F23F0801
ASK-04220-UCL1	33F23C0726	(01)20801902159124(17)241130(10)33F23C0726
ASK-04220-UCL1	33F23H0320	(01)20801902159124(17)250228(10)33F23H0320
ASK-04500-AH	33F23E0731	(01)20801902114048(17)251130(10)33F23E0731
ASK-04500-AH	33F23H0103	(01)20801902114048(17)260131(10)33F23H0103
ASK-04500-AH	33F23H0395	(01)20801902114048(17)260228(10)33F23H0395
ASK-04500-HF-S	33F23F0202	(01)40801902118002(17)251130(10)33F23F0202
ASK-04500-HF-S	33F23H0104	(01)40801902118002(17)251231(10)33F23H0104
ASK-04500-HF-S	33F23H0396	(01)40801902118002(17)260228(10)33F23H0396
NA-04220-S1A	33F23J0671	(01)20801902139416(17)250228(10)33F23J0671
NA-04220-X1A	33F23F0704	(01)20801902136606(17)250228(10)33F23F0704
RA-04220	14F23B0041	(01)20801902180678(17)280131(10)14F23B0041
RA-04220	14F21L0189	(01)30801902193309(17)261031(10)14F21L0189
RA-04220	14F21L0190	(01)30801902193309(17)261031(10)14F21L0190
RA-04220	14F21L0250	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0250
RA-04220	14F21L0251	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0251
RA-04220	14F21L0252	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0252
RA-04220	14F21L0253	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0253
RA-04220	14F21M0130	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0130
RA-04220	14F21M0131	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0131
RA-04220	14F21M0205	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0205
RA-04220	14F21M0206	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0206
RA-04220	14F22A0044	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0044
RA-04220	14F22A0123	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0123
RA-04220	14F22A0124	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0124
RA-04220	14F22A0143	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0143

**Dodatak 2: Obuhvaćeni proizvod u okviru EIF-000556**

Šifra proizvoda	Seriya	Jedinstvena identifikacija proizvoda
RA-04220	14F22A0144	(01)30801902193309(17)270131(10)14F22A0144
RA-04220	14F22B0163	(01)30801902193309(17)270131(10)14F22B0163
RA-04220	14F22B0164	(01)30801902193309(17)270131(10)14F22B0164
RA-04220	14F22B0175	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22B0175
RA-04220	14F22C0017	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0017
RA-04220	14F22C0018	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0018
RA-04220	14F22C0019	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0019
RA-04220	14F22C0020	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0020
RA-04220	14F22C0021	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0021
RA-04220	14F22C0022	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0022
RA-04220	14F22C0216	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0216
RA-04220	14F22C0284	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0284
RA-04220	14F22C0346	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22C0346
RA-04220	14F22C0347	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22C0347
RA-04220	14F22D0023	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22D0023
RA-04220	14F22D0024	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22D0024
RA-04220	14F22D0110	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22D0110
RA-04220	14F22D0217	(01)30801902193309(17)270430(10)14F22D0217
RA-04220	14F22D0291	(01)30801902193309(17)270430(10)14F22D0291
RA-04220	14S22D0218	(01)30801902193309(17)270430(10)14S22D0218
RA-04220	14F22E0016	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22E0016
RA-04220	14F22E0173	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22E0173
RA-04220	14F22E0215	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22E0215
RA-04220	14F22F0003	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0003
RA-04220	14F22F0062	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0062
RA-04220	14F22F0208	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0208
RA-04220	14F22F0209	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0209
RA-04220	14F22F0210	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0210
RA-04220	14F22F0212	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0212
RA-04220	14F22F0335	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0335
RA-04220	14F22F0336	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0336
RA-04220	14F22G0297	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0297
RA-04220	14F22G0298	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0298
RA-04220	14F22G0325	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0325
RA-04220	14F22G0326	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0326
RA-04220	14F22H0078	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22H0078
RA-04220	14F22H0079	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22H0079
RA-04220	14F22H0250	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22H0250
RA-04220	14F22J0078	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0078
RA-04220	14F22J0079	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0079
RA-04220	14F22J0080	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0080
RA-04220	14F22J0081	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0081
RA-04220	14F22J0082	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0082
RA-04220	14F22J0083	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0083
RA-04220	14F22J0257	(01)30801902193309(17)270930(10)14F22J0257
RA-04220	14F22K0182	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0182
RA-04220	14F22K0183	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0183
RA-04220	14F22K0184	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0184
RA-04220	14F22K0185	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0185
RA-04220	14F22K0223	(01)30801902210631(17)271031(10)14F22K0223

**Dodatak 2: Obuhvaćeni proizvod u okviru EIF-000556**

Šifra proizvoda	Serijska	Jedinstvena identifikacija proizvoda
RA-04220	14F22M0032	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0032
RA-04220	14F22M0033	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0033
RA-04220	14F22M0034	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0034
RA-04220	14F22M0035	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0035
RA-04220	14F22M0036	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0036
RA-04220	14F22M0132	(01)30801902210631(17)271231(10)14F22M0132
RA-04220	14F23B0042	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0042
RA-04220	14F23B0142	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0142
RA-04220	14F23B0143	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0143
RA-04220	14F23B0144	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0144
RA-04220	14F23B0154	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0154
RA-04220	14F23D0203	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0203
RA-04220	14F23D0204	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0204
RA-04220	14F23D0205	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0205
RA-04220	14F23D0206	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0206
RA-04220	14F23D0207	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0207
RA-04220	14F23E0093	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0093
RA-04220	14F23E0094	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0094
RA-04220	14F23E0210	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0210
RA-04220	14F23E0211	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0211
RA-04220	14F23F0036	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0036
RA-04220	14F23F0037	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0037
RA-04220	14F23F0038	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0038
RA-04220	14F23F0252	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0252
RA-04220	14F23F0253	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0253
RA-04220	14F23F0377	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23F0377
RA-04220	14F23F0378	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23F0378
RA-04220	14F23F0379	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23F0379
RA-04220	14F23G0147	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0147
RA-04220	14F23G0148	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0148
RA-04220	14F23G0149	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0149
RA-04220	14F23G0150	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0150
RA-04220	14F23G0151	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0151
RA-04220	14F23G0252	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0252
RA-04220	14F23H0087	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0087
RA-04220	14F23H0088	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0088
RA-04220	14F23H0089	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0089
RA-04220	14F23H0090	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0090
RA-04220	14F23H0163	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0163
RA-04220	14F23H0253	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0253
RA-04220	14F23H0254	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0254
RA-04220	14F23H0255	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0255
RA-04220	14F23J0031	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0031
RA-04220	14F23J0032	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0032
RA-04220	14F23J0137	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0137
RA-04220	14F23J0138	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0138
RA-04220	14F23J0276	(01)30801902210631(17)280930(10)14F23J0276
RA-04220	14F23J0277	(01)30801902210631(17)280930(10)14F23J0277
RA-04220-W	13F22E0142	(01)30801902193316(17)270430(10)13F22E0142
RA-04220-W	13F22H0417	(01)30801902193316(17)270831(10)13F22H0417

**Dodatak 2: Obuhvaćeni proizvod u okviru EIF-000556**

Šifra proizvoda	Serijska	Jedinstvena identifikacija proizvoda
RA-04220-W	13F22J0586	(01)30801902193316(17)270930(10)13F22J0586
RA-04220-W	13F22M0442	(01)30801902193316(17)271231(10)13F22M0442
RA-04220-W	13F23C0015	(01)30801902193316(17)280331(10)13F23C0015
RA-04220-W	13F23J0017	(01)30801902193316(17)280930(10)13F23J0017
RA-04220-W	13F22F0124	(01)30801902202988(17)270531(10)13F22F0124
RA-04220-W	13F23B0363	(01)30801902202988(17)280131(10)13F23B0363
RA-04220-W	13F23H0010	(01)30801902202988(17)280731(10)13F23H0010
RA-04220-W	13F23J0013	(01)30801902202988(17)280831(10)13F23J0013
RA-04220-W	13F23K0001	(01)30801902202988(17)280930(10)13F23K0001

*-Kraj dokumenta-*