

Na pažnju osobi odgovornoj za vigilanciju
medicinskih proizvoda / centralnoj ljekarni / odjelu
za sterilizaciju

Saint Priest, 22. srpnja 2026.

**HITNO – SIGURNOSNA OBAVIJEST O PROIZVODU NA TERENU
AŽURIRANJE OBAVIJESTI O PROIZVODU NA TERENU 2026-HHE-004_005
Sustav kirurških retraktora Integra® Omni-Tract®**

Zakonski proizvođač:

Integra LifeSciences Corporation
4900 Charlemar Drive, Building A – Cincinnati, Ohio 45227, SAD

Ovlašteni zastupnik u EZ-u:

Integra LifeSciences Services (France) SAS – Immeuble Séquoia 2 – 97 Allée Alexandre Borodine –
69800 Saint Priest, Francuska – SRN: FR-AR-000002474

Medicinski proizvod:

Sustav kirurških retraktora Integra® Omni-Tract sustav je retraktora koji se montira na stol i upotrebljava za osiguravanje stabilne retrakcije tijekom invazivnih kirurških zahvata s prednjim pristupom radi privremene retrakcije tkiva i organa kako bi se omogućila neometana izravna vizualizacija ciljnih tkiva i organa, uključujući kralježnicu.

Primarna klinička svrha proizvoda:

Retraktori Integra® Omni-Tract® koji se montiraju na stol namijenjeni su osiguravanju stabilne retrakcije tijekom invazivnih kirurških zahvata kako bi se omogućila privremena retrakcija i izravna vizualizacija ciljnih tkiva i organa.

Predmetne reference:

Obuhvaćeni proizvodi navedeni su u Dodatku 2.

Cijenjeni klijentu društva Integra,

Tvrtka Integra LifeSciences izdaje ovo ažuriranje dobrovoljne korekcije medicinskog proizvoda koje je prvi put izdano 11. lipnja 2026. kako bi uključilo informacije o dodatnoj potvrđenoj metodi sterilizacije za sustav kirurških retraktora Integra® Omni-Tract®.

Željeli bismo vas obavijestiti da je dodatno ispitivanje sterilizacije potvrdilo uporabu krutog spremnika s parametrima ciklusa predvakuumске sterilizacije navedenim u tablici 2A.

Kao rezultat ovih dodatnih informacija, tvrtka Integra LifeSciences izdaje dodatno ažuriranje Uputa za uporabu (IFU) sustava kirurških retraktora Integra® Omni-Tract® kako bi se uključili parametri predvakuumske sterilizacije pri uporabi krutog spremnika.

U priopćenju izdanom 11. lipnja 2026. tvrtka Integra LifeSciences navela je potvrđena vremena sušenja samo za pladnjeve za sterilizaciju omotane polipropilenom.

Ova ažuriranja namijenjena su osiguravanju pravilnog sušenja proizvoda Omni-Tract® i komponenti tijekom sterilizacije.

Proizvodi na koje utječe ova ispravka Uputa za uporabu (IFU) mogu se pronaći u **Prilogu 2**.

Tablica 1.: Informacije o distribuciji proizvoda

Broj proizvoda proizvođača (kataloški broj)	Naziv proizvoda (opis)	Broj jedinstvene identifikacije proizvoda (UDI)	Broj serije
Pogledajte priloženi popis (Dodatak 2.)	Sustav kirurških retraktora Integra® Omni-Tract®	Pogledajte priloženi popis	Svi brojevi serija

Rizici po zdravlje:

Preostala vlaga može povećati mogućnost narušavanja sterilne barijere, što dovodi do prijenosa kontaminacije. To može dovesti do upotrebe nesterilnih i/ili nečistih/kontaminiranih uređaja u zahvatu. Štetne posljedice mogu biti infekcija, štetna reakcija tkiva ili upala. Do danas nije bilo prijavljenih pritužbi niti štetnih događaja.

Naša evidencija pokazuje da smo vašoj ustanovi isporučili proizvode na koje utječe ova ispravka Uputa za uporabu (IFU). Stoga vas molimo da poduzmete radnje navedene u nastavku, ispunite obrazac za potvrdu primitka koji se nalazi u **Dodatku 1**. i vratite ga tvrtki Integra LifeSciences.

Kupci / medicinska ustanova – radnje koje treba poduzeti:

1. Ako je vaša ustanova potvrdila vlastiti postupak sterilizacije, na vama je da odlučite hoćete li slijediti svoj potvrđeni postupak, uz napomenu da je tvrtka Integra LifeSciences potvrdila samo postupak sterilizacije naveden u nastavku.
2. Ako primjenjujete metodu gravitacijske sterilizacije, odmah prestanite s upotrebom te metode.
3. Imajte na umu izmjenu odjeljka o sterilizaciji u nastavku u vezi s nedavno revidiranim Općim uputama za sterilizaciju (40-9015 Rev BAB) ili njihovom prethodnom verzijom (40-9015 Rev BAA) te uputama za uporabu sustava retraktora Mini Wishbone® 40-6008 Rev AAB/Rev AAA.

Sterilizacija

Nakon pravilnog čišćenja prije sterilizacije, upotrijebite kruti spremnik ili omot za sterilizaciju s pliticom za sterilizaciju kako biste osigurali da se komponente i proizvodi ne oštete tijekom transporta do sterilizatora i natrag.

Metode parne sterilizacije:

Postupci potvrđivanja procesa provedeni su u skladu s normama ANSI/AAMI ST79 za predvakuum. Ispitivanje sterilizacije u skladu je s normom ISO 17665:2024, Prilog B.

Parna sterilizacija je potvrđena metoda za sterilizaciju proizvoda Omni-Tract u odobrenom krutom spremniku ili pladnju omotanom polipropilenom.

Nijedna druga metoda nije potvrđena niti odobrena za uporabu s proizvodima Omni-Tract.

NAPOMENA: instrumenti će, bez obzira na upotrijebljeni ciklus sterilizacije, ostati prevrući za neposrednu uporabu. Ostavite da se dovoljno ohlade prije uporabe.

- Predvakuum – kruti spremnik:**

Ako upotrebljavate kruti spremnik za sterilizaciju, upotrijebite jedan od ciklusa predvakuumske sterilizacije navedenih u **tablici 2A** u nastavku kako biste osigurali da su sustavi kirurških retraktora Omni-Tract pravilno sterilizirani nakon uporabe.

Tablica 2A: Parametri ciklusa predvakuumske sterilizacije s krutim spremnikom

Vrsta ciklusa	Temperatura	Vrijeme izlaganja	Vrijeme sušenja (minimalno)
Predvakuum	270 °F (132 °C)	4 minute	30 minuta
Predvakuum	273 °F (134 °C)	3 minute	30 minuta
Predvakuum	273 °F (134 °C)	18 minuta	30 minuta

- Predvakuum – pladanj omotan polipropilenom:**

Ako upotrebljavate pladanj omotan polipropilenom, primijenite jedan od ciklusa predvakuumske sterilizacije navedenih u **tablici 2B** u nastavku kako biste osigurali da su sustavi kirurških retraktora Omni-Tract pravilno sterilizirani nakon uporabe.

Tablica 2B: Parametri ciklusa predvakuumske sterilizacije s omotanim pladnjem za sterilizaciju

Vrsta ciklusa	Temperatura	Vrijeme izlaganja	Vrijeme sušenja (minimalno)
Predvakuum	270 °F (132 °C)	4 minute	90 minuta
Predvakuum	273 °F (134 °C)	3 minute	110 minuta
Predvakuum	273 °F (134 °C)	18 minuta	120 minuta

NAPOMENA: mogu se primjenjivati nacionalni zahtjevi u vezi s temperaturom i vremenom izlaganja ciklusa koji se koristi za parnu sterilizaciju medicinskih proizvoda te ih treba uzeti u obzir prema potrebi.

- Ispunite Obrazac za potvrdu koji je priložen u Dodatku 1. i vratite ga tvrtki Integra LifeSciences. Primitak ovog obrasca potvrđuje da je tvrtka Integra postigla razinu učinkovitosti u priopćavanju ovih informacija.

5. Dostupnost ažuriranih uputa za uporabu (IFU): preuzmite ažurirane upute za uporabu (IFU) na poveznici u nastavku:

<https://labeling.integralife.com/eifu/>

(NAPOMENA: AŽURIRANE UPUTE ZA UPORABU (IFU) BIT ĆE DOSTUPNE NA GORE NAVEDENOJ WEB-STRANICI 18. 8. 2026.)

1. Odaberite odgovarajuću državu i jezik
2. U polje „pojam za pretraživanje” unesite „Omni-tract”
3. Kliknite na povećalo kako biste potražili upute za uporabu (IFU)

Search Term

Omni-Tract



U međuvremenu vas molimo da slijedite upute u ovoj Sigurnosnoj obavijesti o proizvodu na terenu (FSN).

Samo za distributere:

1. Prosljedite ovu obavijest svojim korisnicima
2. Izradite vlastiti obrazac potvrde za pogođene kupce.
3. Ispunite Obrazac za potvrdu za distributera priložen u Dodatku 1. i vratite obrazac tvrtki Integra.

Ispunjavanjem ovog obrasca potvrđujete da ste primili ovu Sigurnosnu obavijest i da se namjeravate u potpunosti pridržavati navedenog u ovoj obavijesti. **Odgovor očekujemo u roku od 3 tjedna.** Također potvrđujete da je ova obavijest prosljeđena svakoj osobi u vašoj organizaciji na koju se odnosi.

Preporučujemo da sačuvate primjerak obrasca za svoju evidenciju. Primitkom obrasca jamči se da je društvo Integra postiglo odgovarajuću razinu učinkovitosti u prosljeđivanju navedenih informacija.

Nacionalna nadležna tijela mogu provoditi revizije radnji ove vrste kako bi potvrdila da su naši klijenti obaviješteni i da razumiju prirodu radnji koje se provode.

Nacionalno nadležno tijelo vaše države obaviješteno je o ovoj sigurnosnoj korektivnoj radnji.

Zahvaljujemo vam na doprinosu ovoj sigurnosnoj korektivnoj radnji i na slanju priloženog obrasca za odgovor.

Imajte na umu da će sadržaj ove Sigurnosne korektivne radnje biti dodan u obliku dopisa svakom proizvodu koji će se isporučivati po narudžbi, sve dok proizvodi ne budu sadržavali ažurirane Upute za uporabu (IFU) i dok se u vašoj zemlji ne dobiju relevantna odobrenja, prema potrebi.

Slobodno se obratite našem Odjelu za posmrtni nadzor na emea-fsca@integralife.com za sva dodatna pitanja. Cijenimo vaš doprinos i zahvaljujemo vam na nastavku suradnje.

S poštovanjem,
Odjel za postmarketinški nadzor

Dodatak 1.: Obrazac za odgovor na sigurnosnu obavijest na terenu

Dodatak 2.: Obuhvaćeni proizvodi

OBRAZAC ZA ODGOVOR KUPCA

1. Informacije o Sigurnosnoj obavijesti o proizvodu na terenu (FSN)	
Referentni broj FSN-a	FSN-2026-HHE-004_005 A
Datum FSN-a	07.22.2026.
Naziv proizvoda	Integra® Omni-Tract® kirurški retraktor
Oznaka proizvoda	Vidi Dodatak 2.
2. Podaci o klijentu	
Broj računa	
Naziv zdravstvene ustanove*	
Adresa organizacije*	
Odjel/jedinica	
Adresa dostave ako se razlikuje od prethodno navedene	
Osoba za kontakt*	
Titula ili funkcija	
Broj telefona*	
E-pošta*	
3. Radnje koje provodi klijent u ime zdravstvene organizacije	
☐	Potvrđujem da sam primio/la Sigurnosnu obavijest i da sam s razumijevanjem pročitao/la njezin sadržaj.
☐	Izvršio/la sam sve radnje koje su bile potrebne prema FSN-u.
☐	Svi relevantni korisnici obaviješteni su o navedenim informacijama i potrebnim radnjama te su ih izvršili.
☐	Nemam <u>nijednu</u> zahvaćenu jedinicu.
Ime i prezime velikim tiskanim slovima*	
Potpis*	
Datum*	
4. Potvrdu o primitku vratiti pošiljatelju	
E-pošta	emea-fsca@integralife.com
Telefonska linija za pomoć distributerima	+33 (0) 6 30 20 69 66
Poštanska adresa	Odjel za posmrtni nadzor Integra Immeuble Séquoia 2- 97 allée Alexandre Borodine Parc technologique de la Porte des Alpes 69800 Saint Priest, Francuska
Internetski portal	https://integralife.com
Rok za dostavu obrasca za odgovor klijenta*	24. 08. 2026.

Obvezna polja označena su simbolom *

Važno je da vaša organizacija provede radnje navedene u Sigurnosnoj obavijesti i potvrdi da ste primili Sigurnosnu obavijest.
Odgovor vaše organizacije dokaz je koji nam je potreban za praćenje napretka korektivne radnje.

ODATAK 2.: Obuhvaćeni proizvodi

Šifra proizvoda (SKU)	Naziv i opis proizvoda	Jedinstveni indikator medicinskih proizvoda (UDI)
3055	Sklop stupa, s jednim zglobov	10381780268505
3069	Sklop osovine držača lopatice, 9 in (22,9 cm)	10381780268512
3076	Sklop poprečne šipke, standardni	10381780268529
3092	Doherty GHL lopatica za jetru, 4-1/4 in x 3 in (10,8 cm x 7,6 cm) s otvorom od 3/8 in (1,0 cm)	10381780268550
3093	Lechner-Harrington lopatica za jetru, 5 in x 3-1/2 in (12,7 cm x 8,9 cm) s otvorom od 3/8 in (1,0 cm)	10381780268567
3096	Mayo fiksni retraktor, 2-3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268581
3098	Okretna lopatica Fence, 4 in x 6 in (10,2 cm x 15,2 cm) s otvorom od 3/8 in (1,0 cm)	10381780268598
3099	Fiksni splahnhički retraktor, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268604
3137	Okretna lopatica Finger Fence s otvorom od 3/8 in (1,0 cm)	10381780268697
3142	Široka okretna lopatica Mayo s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 3,5 in x 2,75 in (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780268710
3146	Modificirani fiksni retraktor Kelly, 3 in x 3,5 in (7,6 cm x 8,9 cm)	10381780268734
3148	Modificirani fiksni retraktor Kelly, 3 in x 4 1/2 in (7,6 cm x 11,4 cm)	10381780268758
3176	Mayo široka, duboka okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 3,5 in x 4 in (8,9 cm x 10,2 cm)	10381780268826
3177	Sklop kraka držača lopatice, s mogućnošću mikropodešavanja	10381780268833
3185	Deaver fiksni retraktor, 1 in x 5 in (2,5 cm x 12,7 cm)	10381780268857
3201	Splahnhički fiksni retraktor, 2 in x 4-1/2 in (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268871
3203	Fiksni retraktor za bubrežnu venu, 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268888
3216	Okretna lopatica za bubrežnu venu s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268895
3217	Okretna lopatica za bubrežnu venu s otvorom od 3/8 inča (1,0 cm), 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268901
3218	Splahnhička okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 4,5 in (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268918
3219	Okretna lopatica za splahnhičku venu s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268925
3220	Richardson okretni retraktor, 1,5 in x 1,5 in (3,8 cm x 3,8 cm)	10381780268932
3274	Fiksni retraktor Deaver, 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780268994
3335	Okretni retraktor Mayo, 2-3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269045
3336	Mayo mini retraktor, 2,75 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269052
3342	Zupčasti retraktor, 7/8 in x 1/2 in (2,2 cm x 1,3 cm), zakrivljeni, mini	10381780269076
3343	Richardson okretni retraktor, 1 in x 2 in (2,5 cm x 5,1 cm), mini	10381780269083
3398	Harrington fiksni retraktor, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269212
3424	Komplet plitice i poklopca za sterilizator, 12 in x 18 in (30,5 cm x 45,7 cm)	10381780269243
3426	Aluminijski okretni retraktor za bubrežne vene, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269250
3483	Mayo Mini okretni retraktor, 2 in x 2 in (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780269267
3485	Mayo Mini okretni retraktor, 2-3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269274
3520	O-prsten, vanjski promjer 0,50 inča x Ø 0,070 inča (vanjski promjer 1,3 cm x Ø 0,02 cm), komplet za popravak	10381780282273
3529	Splahnhički retraktor, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269281
3530	Fiksni retraktor za bubrežnu venu, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269298
3531	Deaver retraktor, 2-3/4 in x 8 in (7,0 cm x 20,3 cm)	10381780269304
3532	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269311
3533	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 3 in x 8 in (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780269328

Šifra proizvoda (SKU)	Naziv i opis proizvoda	Jedinstveni indikator medicinskih proizvoda (UDI)
3534	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269335
3535	Rešetkasta okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269342
3536	Mayo okretni retraktor, 3,5 in x 2,75 in (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780269359
3537	Marshall savitljiva okretna lopatica za prostatu s otvorom od 3/8 in (1,0 cm)	10381780269366
3555	Omni-Clamp stup za sterilno polje 0,75 in x 0,50 in (1,8 cm x 1,3 cm)	10381780269373
3557	Zavareni sklop kraka, 0,375 in (1,0 cm)	10381780269380
3565	Mini kružna stezaljka, jednodijelna	10381780269397
3570	Polumjesečni okvir s krakom, jednodijelni, mini	10381780269403
3575	Wishbone sklop, fiksirajući	10381780269410
3586	Sklop kružne stezaljke	10381780269427
3588	Zglobni produžni krak	10381780269434
3590	Okretni retraktor za prepone, 1-1/2 in x 3-1/2 in (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780269441
3592	Savitljiva okretna užljebljena lopatica, s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 6-1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269458
3593	Savitljiva okretna užljebljena lopatica, s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 3 in x 6-1/2 in (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269465
3594	Richardson Stoney retraktor 3/4 in x 2-1/2 in (1,9 cm x 6,4 cm), mikropodešavanje	10381780269472
3595	Brza stezaljka, jednodijelna	10381780269489
3596	Okretna lopatica Harrington Sweetheart, s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269496
3597	Okretna lopatica Harrington Sweetheart s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 2,5 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269502
3601	Splanhnička okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269519
3602	Splanhnička okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 1,5 in x 4 in (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269526
3605	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 0,75 in x 4 in (1,9 cm x 10,2 cm)	10381780269557
3610	Sklop stezaljke i bloka	10381780269564
3614	Mayo okretni retraktor, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269571
3616	Savitljivi okretni retraktor, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269588
3618	Savitljivi okretni retraktor, 1/2 in x 1 in (1,3 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269595
3620	Mayo okretni retraktor, 2 in x 1-1/2 in (5,1 cm x 3,8 cm) Mini	10381780269601
3622	Držać lopatice s gumbom 3626, 6 in (15,2 cm)	10381780269618
3623	Držać lopatice s gumbom 3626, 9 in (22,9 cm)	10381780269625
3626	Gumb držača okretne lopatice	10381780269649
3630	Gumb za mikropodešavanje	10381780269656
3631	Sklop vijka, I.M.A. Stezaljka	10381780269663
3635	I.M.A. Stezaljka za šinu	10381780269670
3640	Savijeni stup, I.M.A.	10381780269687
3647	T-stup sa sklopovima stezaljki, podesiv	10381780269694
3650	I.M.A. Zupčasti sklop, tupi zubi, četvrtasti	10381780269700
3700	Omni-Clamp stup za sterilno polje, 15-3/4 in (40,0 cm)	10381780269717
3720	Lapo-stezaljka (držać endoskopa) 5,0 mm / 10,0 mm	10381780269724
3732	Zakrivljeni krak	10381780269731
3740	Fleksibilna stezaljka	10381780269748
3759	Zakrivljeni bočni krak, 8 in x 18 in (20,3 cm x 45,7 cm)	10381780269755
3761	Sklop gumba, Omni-Clamp	10381780269762
3765	I.M.A. Zupčasti sklop, oštri zubi, zakrivljen	10381780269786

Šifra proizvoda (SKU)	Naziv i opis proizvoda	Jedinstveni indikator medicinskih proizvoda (UDI)
3772	Okretni retraktor Fence, 4 in x 6 in (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780269793
3774	Splanhnički okretni retraktor, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780269809
3780	Mini brza stezaljka, jednodijelna	10381780269816
3782	Okretni retraktor za bubrežnu venu, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780269823
3784	Okretni retraktor Deaver, 2-3/4 in x 4-1/2 in (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780269830
3786	Okretni retraktor za bubrežnu venu, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780269847
3788	Savitljivi okretni užljebljeni retraktor, 2 in x 6-1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269854
3790	Savitljivi okretni užljebljeni retraktor, 3 in x 6-1/2 in (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269861
3792	Marshall savitljivi okretni retraktor za mokraćni mjehur, 3 in x 6 in (7,6 cm x 15,2 cm)	10381780269878
3794	Okretni retraktor Harrington Sweetheart, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269885
3796	Harrington Sweetheart okretni retraktor, 2-1/2 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269892
3798	Splanhnički okretni retraktor, 1-1/2 in x 4 in (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269908
3800	Splanhnički okretni retraktor, 1-1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269915
3812	Savitljivi okretni retraktor, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm) Mini	10381780269960
3814	Savitljivi okretni retraktor, 1 in x 5 in (2,5 cm x 12,7 cm) Mini	10381780269977
3816	Savitljivi okretni retraktor, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm) Mini	10381780269984
3824	Savitljivi okretni retraktor, 1-1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm) Mini	10381780270027
3848	Deaver okretni retraktor, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270041
3860	Posteriorni okretni retraktor, 1-3/4 in x 4 in (4,5 cm x 10,2 cm)	10381780270089
3862	Kelly modificirani okretni retraktor, 3 in x 2-1/2 in (7,6 cm x 6,4 cm)	10381780270096
3864	Kelly modificirani okretni retraktor, 3 in x 4 in (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780270102
3870	Savitljivi okretni retraktor, 1-1/2 in x 7 in (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780270133
3872	Savitljivi okretni retraktor, 2 in x 6-1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270140
3874	Savitljivi okretni retraktor, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270157
3886	Splanhnički okretni retraktor, 1-1/2 in x 3-1/2 in (3,8 cm x 8,9 cm), MINI	10381780270218
3888	Splanhnički okretni retraktor, 2 in x 4-1/2 in (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270225
3890	Sklop držača instrumenta	10381780270232
3892	Okretni retraktor Fence, 4 in x 5 in (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780270249
3900	Lapo-stezaljka II (držač instrumenta)	10381780270256
3909	Kelly okretni retraktor, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270294
3910	FastSnap držač lopatice	10381780270300
3911	Savitljivi okretni užljebljeni retraktor, 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270317
3914	Cloward retraktor, 0,5 in x 3 in (1,3 cm x 7,6 cm)	10381780270324
3915	Cloward konusni retraktor, 0,75 in x 1,25 in (1,9 cm x 3,2 cm)	10381780270331
3916	Cloward konusni retraktor, 0,75 in x 1,5 in (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780270348
3917	Lateralni retraktor s rubom, 0,75 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270355
3918	Lateralni retraktor s rubom, 1 in x 2 in (2,5 cm x 5,1 cm)	10381780270362
3919	Lateralni retraktor s rubom, 1 in x 3 in (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270379
3921	Medijalni retraktor, 1,25 in x 2,75 in (3,2 cm x 7,0 cm)	10381780270386
3922	Medijalni retraktor, 1,5 in x 2,75 in (3,8 cm x 7,0 cm)	10381780270393
3923	Medijalni retraktor, 1,5 in x 3,5 in (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780270409
3924	Submandibularni savitljivi retraktor, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270416
3925	Submandibularna savitljiva lopatica, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270423
3926	Meyerding retraktor, tupi, 1 in x 3 in (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270430
3927	Meyerding retraktor, tupi, 2 in x 2,5 in (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270447
3928	Meyerding retraktor, tupi, 2 in x 3 in (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270454
3929	Richardson retraktor, 3/4 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270461
3931	Modificirani Meyerding retraktor, desni	10381780270478

Šifra proizvoda (SKU)	Naziv i opis proizvoda	Jedinstveni indikator medicinskih proizvoda (UDI)
3932	Modificirani Meyerding retraktor, lijevi	10381780270485
3974	Mayo okretni retraktor, aluminijski, 2-3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780270492
3975	Mayo okretni retraktor, aluminijski, 3-1/2 in x 2 in (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780270508
3976	Fence okretni retraktor, aluminijski, 4 in x 6 in (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780270515
3977	Splanhički zakretni retraktor, aluminij, 2 in x 4-1/2 in (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270522
3978	Splanhički zakretni retraktor, aluminij, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270539
3979	Okretni retraktor za bubrežnu venu, aluminijski, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270546
3980	Okretni retraktor Deaver, aluminijski, 2-3/4 in x 4-1/2 in (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780270553
3981	Savitljivi okretni retraktor, aluminijski, 2 in x 6-1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270560
3983	Harrington Sweetheart okretni retraktor, aluminijski, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270584
4017	Okretni retraktor za bubrežnu venu, aluminijski, 1 in x 4-1/2 in (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270591
4019	Splanhički okretni retraktor, aluminijski, 1-1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270614
4020	Standardni sklop Wishbone, podesiv sa zakrivljenim krakom	10381780270621
4040	Sklop SnapClamp	10381780270638
4070	Omni-Ring, okrugli, 12 in (30,5 cm) s krakom	10381780270645
4080	Stup za sterilno polje Fast System	10381780270652
4090	Omni-Ring, 12 in x 18 in (30,5 cm x 45,7 cm) ovalni	10381780270669
4547	Univerzalna stezaljka za šinu	10381780270683
4571	Stup za sterilno polje, retraktor za kuk	10381780270690
4592	Mulier retraktor za kuk, 1 in x 2,5 in (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270706
4593	Mulier retraktor za kuk, 1 in x 3,5 in (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270713
4594	Mulier retraktor za kuk, 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270720
4595	Mulier retraktor za kuk, 1 in x 5,5 in (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270744
4597	Mulier retraktor za kuk, 2 in x 3,5 in (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270768
4598	Mulier retraktor za kuk, 2 in x 4,5 in (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270775
4599	Mulier retraktor za kuk, 2 in x 5,5 in (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270782
4600	Meyerding retraktor kuka, 1 in x 2,5 in (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270799
4601	Meyerding retraktor kuka, 1 in x 3,5 in (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270805
4602	Meyerding retraktor kuka, 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270812
4604	Meyerding retraktor kuka, 2 in x 2,5 in (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270836
4605	Meyerding retraktor za kuk, 2 in x 3,5 in (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270843
4606	Meyerding retraktor za kuk, 2 in x 4,5 in (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270850
4607	Meyerding retraktor za kuk, 2 in x 5,5 in (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270867
4621	Kuka za kosti, dubina 4 in (10,2 cm)	10381780270881
4622	Kuka za kosti, dubina 5 in (12,7 cm)	10381780270898
4637	Okretni retraktor Fence Finger, 6,7 cm x 15,2 cm (2,63 in x 6 in)	10381780270904
4920	Okretni retraktor za bubrežnu venu, aluminijski, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), nesavijljiv	10381780270911
4921	Okretni retraktor za bubrežnu venu, aluminijski, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), nesavijljiv	10381780270928
4922	Okretni retraktor za bubrežnu venu, aluminij, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm), nesavijljiv	10381780270935
4927	Okretni retraktor za bubrežnu venu, nehrđajući čelik, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), nesavijljiv	10381780270942
4928	Okretni retraktor za bubrežnu venu, nehrđajući čelik, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), nesavijljiv	10381780270959
4929	Okretni retraktor za bubrežnu venu, nehrđajući čelik, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm), nesavijljiv	10381780270966
4932	Okretna lopatica za bubrežnu venu, od nehrđajućeg čelika, s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 1 in x 6 in (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270980

Šifra proizvoda (SKU)	Naziv i opis proizvoda	Jedinstveni indikator medicinskih proizvoda (UDI)
4933	Okretna lopatica za bubrežnu venu s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780270997
4935	Retraktor za bubrežnu venu, nehrđajući čelik, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), fiksni	10381780271000
4936	Retraktor za bubrežnu venu, nehrđajući čelik, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), nesavitljiv	10381780271017
4937	Retraktor za bubrežnu venu, nehrđajući čelik 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,2 cm), nesavitljiv	10381780271024
4940	Zglobna poprečna šipka	10381780271031
4943	Poprečna šipka, BF-200	10381780271048
4944	Dvostruka stezaljka za stup u sterilnom polju	10381780271055
4950	Arthro remen	10381780268413
4954	Sklop stezaljke, Stoney Richardson	10381780271062
4956	Stoney Richardson retraktor s mikropodešavanjem, 0,75 in x 2,5 in (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780271079
4957	Zupčasti okretni retraktor, 7/8 in x 1 in (2,2 cm x 2,5 cm) zakrivljen, mali	10381780271086
4958	Zupčasti okretni retraktor, 7/8 in x 1/2 in (2,2 cm x 1,3 cm), zakrivljen, mali	10381780271093
4959	Richardson okretni retraktor, 3/4 in x 1 in (1,9 cm x 2,5 cm)	10381780271109
4960	Richardson okretni retraktor, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780271116
4961	Richardson okretni retraktor, 1 in x 2 in (2,5 cm x 5,1 cm), mali	10381780271123
4962	Splanhički zakretni retraktor, 1-1/2 in x 3-1/2 in (3,8 cm x 8,9 cm), mali	10381780271130
4963	Savitljivi okretni retraktor, 1/2 in x 1 in (1,3 cm x 2,5 cm), mali	10381780271147
4964	Savitljivi okretni retraktor, 3/4 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780271154
4965	Savitljivi okretni retraktor, 3/4 in x 3 in (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780271161
4966	Savitljivi okretni retraktor, 3/4 in x 4 in (1,9 cm x 10,2 cm), mali	10381780271178
4967	Savitljivi okretni retraktor, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm), mali	10381780271185
4968	Savitljivi okretni retraktor, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm), mali	10381780271192
4969	Savitljivi okretni retraktor, 1 in x 5 in (2,5 cm x 12,7 cm), mali	10381780271208
4970	Savitljivi okretni retraktor, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), mali	10381780271215
4971	Savitljivi okretni retraktor, 1-1/2 in x 3 in (3,8 cm x 7,6 cm), mali	10381780271222
4972	Savitljivi okretni retraktor, 1-1/2 in x 4 in (3,8 cm x 10,2 cm), mali	10381780271239
4973	Savitljivi okretni retraktor, 1-1/2 in x 5 in (3,8 cm x 12,7 cm), mali	10381780271246
4974	Savitljivi okretni retraktor, 1-1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm), mali	10381780271253
4975	Stražnji okretni retraktor, 1-3/4 in x 3 in (4,4 cm x 7,6 cm), mali	10381780271260
4976	Posteriorni okretni retraktor, 1-3/4 in x 4 in (4,4 cm x 10,2 cm), mali	10381780271277
4977	Anteriorni okretni retraktor, 1-1/2 in x 3 in (3,8 cm x 7,6 cm), mali	10381780271284
4978	Mayo okretni retraktor, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm), mali	10381780271291
4979	Mayo okretni retraktor, 2 in x 1-1/2 in (5,1 cm x 3,8 cm), mali	10381780271307
4980	Mayo okretni retraktor, 2 in x 2 in (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780271314
4981	Mayo okretni retraktor, 2-3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm), mali	10381780271321
4985	Mali sklop Wishbone	10381780271338
4988	Produžni krak Fast-System, 20 in (50,8 cm)	10381780271345
10244	Omni-Flex stup za sterilno polje	10381780271369
10269	Krak standardnog Wishbone okvira	10381780271376
10270	Krak malog Wishbone okvira	10381780271383
10272	Sklop stezaljke s trakom	10381780268420
10385	Hohman lopatica s dvostrukim vrhom	10381780271390
10386	Hohman lopatica s jednim vrhom	10381780271406
10387	PCL lopatica s dvostrukim vrhom	10381780271413
10388	PCL lopatica s jednim vrhom	10381780271420
10389	Tupi zupci, dubina 3/4 in (1,9 cm)	10381780271437

Šifra proizvoda (SKU)	Naziv i opis proizvoda	Jedinstveni indikator medicinskih proizvoda (UDI)
10390	Tupi zupci, dubina 1,25 in (3,2 cm)	10381780271444
10391	Tupi zupci, dubina 2-3/8 in (6,0 cm)	10381780271451
10419	Sklop kraka okvira Cinch	10381780271475
11030	Bočni sklop SnapClamp	10381780271529
11050	Potporni krak Omni-Flex	10381780271550
11070	Produžni krak promjera 0,75 in (1,9 cm), duljine 20 in (50,8 cm)	10381780271567
11119	SideSnap A.B.H.	10381780271574
11121	Zglobni produžni krak, 19 in (48,3 cm)	10381780271581
11182	Omni-Flex zamjenske trake, 12 in (30,5 cm), VREĆICA OD 12 KOMADA	10381780268437
11183	Omni-Flex zamjenske trake, 27 in (68,6 cm), VREĆICA OD 12 KOMADA	10381780268444
11184	Speed-Tract potporna ruka	10381780271598
11275	Speed-Tract, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm) spojnica	10381780271604
11306	Radiolucetna lopatica za bubreg, aluminijska, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780271673
11308	Splahnhička radiolucetna lopatica, aluminij, 2 in x 4,5 in (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780271680
11309	Splahnhička radiolucetna lopatica, aluminij, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271697
11321	Speed-Tract, stup za sterilno polje, sa spojnicom – 18 in (45,7 cm)	10381780271703
11340	GhostTract, četvrtasti držač lopatice	10381780271710
11352	Speed-Tract, stup za sterilno polje, sa spojnicom – 24 in (61,0 cm)	10381780271727
11355	Plitica GHOSTRACT	10381780271734
11360	GHOSTRACT, okrugli sklop držača lopatice	10381780271741
11382	Ravna poprečna šipka, Ø 0,500 in x 29 in (1,3 cm x 73,7 cm)	10381780271758
11383	Podsklop držača lopatice, 24 in (61,0 cm)	10381780271765
11384	Sklop stupa s jednim zglobom, 30 in (76,2 cm)	10381780271772
11386	Okretna lopatica Mayo za velika opterećenja, 3,5 in x 2,75 in (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780271796
11402	Lopatica Harrington Sweetheart, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm), model ABH	10381780271826
11406	Splahnhička lopatica, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm), stil ABH	10381780271864
11407	Splahnhička lopatica, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm), stil ABH	10381780271871
11408	Sternalna lopatica za velika opterećenja, 3 in x 2,75 in (7,6 cm x 7,0 cm), stil ABH	10381780271888
11409	Lopatica St. Mark's, 2,5 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm), stil ABH	10381780271895
11440	Balfour okretni retraktor, četvrtasta osovina, 2,75 in x 3,0 in (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780271901
11441	Harrington okretni retraktor, četvrtasta osovina, 2,5 in x 7,0 in (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780271918
11442	Kelly okretni retraktor, četvrtasta osovina, 2 in x 3 in (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780271925
11443	Kelly okretni retraktor, četvrtasta osovina, 2 in x 4 in (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780271932
11444	Kelly okretni retraktor, četvrtasta osovina, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780271949
11445	Kelly okretni retraktor, četvrtasta osovina, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271956
11446	Savitljivi okretni retraktor, četvrtasta osovina, 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780271963
11447	Savitljivi okretni retraktor, četvrtasta osovina, 2 in x 6,5 in (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271970
11448	Savitljivi okretni retraktor, četvrtasta osovina, 3 in x 6,5 in (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780271987
11480	Srednji okrugli prsten, lagan	10381780271994
11481	Srednji ovalni prsten, lagan	10381780272007
11482	Veliki ovalni prsten, lagan	10381780272014
11490	Sklop zupčaste kugle	10381780272021
11500	Zupčasti mehanizam, elevator za bedrenu kost	10381780272038
11501	Sklop kuke za bedrenu kost, 9 in (22,9 cm)	10381780272045
11510	Balfour fiksni retraktor, četvrtasta osovina, 2,75 in x 3,0 in (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780272069
11511	Harrington fiksni retraktor, četvrtasta osovina, 2,5 in x 7,0 in (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780272076
11512	Kelly fiksni retraktor, četvrtasta osovina, 2 in x 3 in (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780272083
11513	Fiksni retraktor Kelly, četvrtasta osovina, 2 in x 4 in (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780272090

Šifra proizvoda (SKU)	Naziv i opis proizvoda	Jedinstveni indikator medicinskih proizvoda (UDI)
11514	Fiksni retraktor Kelly, četvrtasta osovin, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780272106
11515	Fiksni retraktor Kelly, četvrtasta osovin, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272113
11516	Savitljivi fiksni retraktor, četvrtasta osovin, 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780272120
11517	Savitljivi fiksni retraktor, četvrtasta osovin, 2 in x 6,5 in (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780272137
11518	Savitljivi fiksni retraktor, četvrtasta osovin, 3 in x 6,5 in (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780272144
11560	Nagibna zupčasta stezaljka s integriranom čeljusti	10381780272151
11627	Veliki Nathanson retraktor za jetru	10381780272205
11628	Nathanson retraktor za jetru, srednji	10381780272212
11629	Nathanson retraktor za jetru, mali	10381780272229
11631	Vrlo mali ovalni prsten 6 in x 7-3/4 in (15,2 cm x 19,7 cm)	10381780272236
11632	Mali ovalni prsten 8-1/2 in x 12 in (21,6 cm x 30,5 cm)	10381780272243
11633	Mali okrugli prsten 8-1/2 in (21,6 cm)	10381780272250
11634	Veliki okrugli prsten 12-1/2 in (31,8 cm)	10381780272267
11635	Mali segmentirani prsten	10381780272274
11639	XXS Kelly fiksni retraktor, 2 in x 1,5 in (5,1 cm x 3,8 cm)	10381780272298
11640	XS Kelly fiksni retraktor, 2 in x 2,5 in (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780272304
11641	XXL Kelly fiksni retraktor, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272311
11642	Veliki duboki savitljivi fiksni retraktor, 3 in x 8 in (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780272328
11644	Dječji retraktor Kelly, 1 in x 1-1/2 in (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780272335
11645	Dječji retraktor Kelly, 1 in x 2-1/2 in (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780272342
11646	Nagibna zupčasta stezaljka	10381780272359
11820	Užljebljeni savitljivi retraktor, fiksni, 2 in x 6 in (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272403
11821	Užljebljeni savitljivi retraktor, fiksni, 2-1/2 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780272410
11822	Užljebljeni savitljivi retraktor, fiksni, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272427
11826	Speed-Tract okomita produžna šipka, Ø 1 in x 12 in (2,5 cm x 30,5 cm)	10381780272434
11848	Speed-Tract dvodijelni okvir, ovalni	10381780272472
11860	Plitica i poklopac za sterilizaciju, komplet lopatica za prednji lumbalni pristup	10381780282280
11861	Sklop okruglog prstena, s dvostrukim krakom	10381780272496
11863	Bubrežni retraktor, aluminijski, 1 in x 3 in (2,5 cm x 7,6 cm) A.B.H.	10381780272502
11864	Bubrežni retraktor, aluminijski, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm) A.B.H.	10381780272519
11865	Bubrežni retraktor, aluminijski, 1 in x 5 in (2,5 cm x 12,7 cm) A.B.H.	10381780272526
11866	Bubrežni retraktor, aluminijski, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm) A.B.H.	10381780272533
11867	Bubrežni retraktor, aluminijski, 1 in x 7 in (2,5 cm x 17,8 cm) A.B.H.	10381780272540
11868	Bubrežni retraktor, aluminijski, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm) A.B.H.	10381780272557
11875	Srednji segmentirani prsten	10381780272564
11880	Omni-Flex stup za sterilno polje sa sklopom konusne torzijske stezaljke	10381780272571
11902	Balfour retraktor, dječji, 2,25 in x 1,5 in (5,7 cm x 3,8 cm)	10381780272595
11910	Standardna stezaljka za lopatice	10381780272625
11931	Mali Nathanson retraktor za jetru s vrhom hvataljke od Ø 0,375 in (1,0 cm)	10381780272663
11932	Srednji Nathanson retraktor za jetru s vrhom hvataljke promjera Ø 0,375 in (1,0 cm)	10381780272670
11933	Veliki Nathanson retraktor za jetru s vrhom hvataljke promjera Ø 0,375 inča (1,0 cm)	10381780272687
11936	Richardson fiksni retraktor, 0,75 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780272694
11938	Savitljivi fiksni retraktor, 0,5 in x 4 in (1,3 cm x 10,2 cm)	10381780272700
11942	Fiksni retraktor Balfour, 3,5 in x 2,75 in (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780272724
11944	Savitljivi fiksni retraktor, 2 in x 10 in (5,1 cm x 25,4 cm)	10381780272731
11946	Savitljivi fiksni retraktor, 3 in x 10 in (7,6 cm x 25,4 cm)	10381780272748
11948	Savitljivi fiksni retraktor, 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780272755
11952	Fiksni retraktor Harrington Sweetheart, 3,5 in x 10,0 in (8,9 cm x 25,4 cm)	10381780272779

Sifra proizvoda (SKU)	Naziv i opis proizvoda	Jedinstveni indikator medicinskih proizvoda (UDI)
11954	Fiksni retraktor Richardson, 0,75 in x 1,0 in (1,9 cm x 2,5 cm)	10381780272786
11956	Fiksni retraktor za bubrežnu venu, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780272793
11958	Vaginalni lateralni fiksni retraktor, 1 in x 3 in (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780272809
11960	Vaginalni Deaver retraktor, mali, 1 in x 3,5 in (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780272816
11962	Vaginalni Deaver retraktor, veliki, 1 in x 5 in (2,54 cm x 12,7 cm)	10381780272823
11964	Vaginalni posteriorni retraktor, 1 in x 4,5 in (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780272830
11966	Perinealni segmentirani prsten 8 in x 10-1/2 in (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272847
11968	Perinealni kruti prsten 8 in x 10-1/2 in (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272854
10144R	Zglobni držač lopatice	10381780271352
11300R	Deaver radiolucetna lopatica, aluminij, 2-3/4 in x 4-1/2 in (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780271611
11301R	Savitljiva radiolucetna lopatica, aluminij, 2 in x 6-1/2 in (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271628
11302R	Mayo radiolucetna lopatica, aluminij, 2-3/4 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780271635
11304R	Bubrežna radiolucetna lopatica, aluminij, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780271659
11305R	Radiolucetna lopatica za bubrežnu venu, aluminij, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780271666
11400R	Deaver lopatica, 2,75 in x 4,5 in (7,0 cm x 11,4 cm), stil ABH	10381780271802
11401R	Lopatica Fence, 4 in x 6 in (10,2 cm x 15,2 cm), stil ABH	10381780271819
11403R	Savitljiva užljebljena lopatica, 2 in x 6,5 in (5,1 cm x 16,5 cm), stil ABH	10381780271833
11404R	Mayo lopatica, 2,75 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm), ABH stil	10381780271840
11405R	Lopatica za bubrežnu venu, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm), ABH stil	10381780271857
11502R	Stup za sterilno polje i elevator bedrene kosti s krakom	10381780272052
11610R	Zglobni držač lopatice sa stezaljkom SnapClamp	10381780272182
11904R	Deaver retraktor, mali, 0,75 in x 3,0 in (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780272601
3030R	Sklop stupa, dvostruki zglob	10381780268451
3041R	Sklop matice ručke, 3/8 in (1,0 cm)	10381780268475
3044R	Fiksirajuća podloška, 3/4 in (1,9 cm)	10381780282266
3046R	Sklop osovine držača lopatice, 6 in (15,2 cm)	10381780268482
3091R	Lopatica retraktora Doherty-Harrington s otvorom od 3/8 in (1,0 cm)	10381780268543
3094R	Sternalni retraktor, 3 in x 3 in (7,6 cm x 7,6 cm)	10381780268574
3101R	Fiksni retraktor za bubrežnu venu, 1 in x 6 in (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268611
3103R	Richardson okretni retraktor, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268628
3104R	Richardson okretni retraktor, 3/4 in x 1-1/2 in (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780268635
3105R	Richardson okretni retraktor, 1 in x 1-1/2 in (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780268642
3120R	Deaver kratki fiksni retraktor, 3 in x 4 in (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780268659
3121R	Fiksni retraktor Deaver, 4 in x 5,5 in (10,4 cm x 14,0 cm)	10381780268666
3132R	Standardna okretna lopatica Mayo s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 2,75 in x 2 in (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268673
3138R	Deaver fiksni retraktor, 2,75 in x 4,5 in (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268703
3145R	Kelly Mod retraktor, 3 in x 3 in (7,6 cm x 7,6 cm), fiksni	10381780268727
3147R	Kelly modificirani retraktor, 3 in x 4 in (7,6 cm x 10,2 cm), fiksni	10381780268741
3150R	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 2 in x 6,5 in (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780268765
3151R	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 3 in x 6,5 in (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780268772
3152R	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 4 in x 6,5 in (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780268789
3167R	Sklop lopatice i kraka Stoney Richardson, 0,75 in x 2,5 in (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780268796
3175R	Široki fiksni retraktor Mayo	10381780268819
3178R	Mikropodesivi držač lopatice, kompletan	10381780268840
3187R	Fiksni retraktor Deaver, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780268864
3222R	Deaver okretna lopatica, 2-3/4 in x 4-1/2 in (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268949

Šifra proizvoda (SKU)	Naziv i opis proizvoda	Jedinstveni indikator medicinskih proizvoda (UDI)
3223R	Fence okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 4 in x 5 in (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780268956
3225R	Richardsonov mini okretni retraktor, 1 in x 1 in (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268963
3259R	I.M.A. Zupčasti sklop, tupi zubi, zakrivljen	10381780268970
3281R	Zupčasti retraktor 0,875 in x 1 in (2,2 cm x 2,5 cm) zakrivljen, mini	10381780269014
3341R	Richardson okretni retraktor, 3/4 in x 1 in (1,9 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269069
3361R	Fiksni splanhnički retraktor, 1,5 in x 3,5 in (3,8 cm x 8,9 cm) Mini	10381780269090
3376R	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 1,5 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269137
3377R	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 1,5 in x 7 in (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780269144
3379R	Sklop kraka držača lopatice, 6 in (15,2 cm) Mini	10381780269151
3394R	Savitljiva okretna lopatica s otvorom od 3/8 in (1,0 cm), 1 in x 7 in (2,5 cm x 17,8 cm)	10381780269199
3397R	Mayo okretni retraktor, 3-1/2 in x 2 in (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780269205
3399R	Fiksni retraktor Harrington, 2,5 in x 7 in (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269229
3422R	Komplet plitice i poklopca sterilizatora, 12,5 in x 26,5 in (31,8 cm x 67,3 cm)	10381780269236
3804R	Anteriorni okretni retraktor, 1-1/2 in x 3 in (3,8 cm x 7,6 cm) Mini	10381780269922
3806R	Savitljivi okretni retraktor, 3/4 in x 2 in (1,9 cm x 5,1 cm) Mini	10381780269939
3808R	Savitljivi okretni retraktor, 3/4 in x 3 in (1,9 cm x 7,6 cm) Mini	10381780269946
3810R	Savitljivi okretni retraktor, 3/4 in x 4 in (1,9 cm x 10,2 cm) Mini	10381780269953
3818R	Savitljivi okretni retraktor, 1-1/2 in x 3 in (3,8 cm x 7,6 cm) Mini	10381780269991
3820R	Savitljivi okretni retraktor, 1-1/2 in x 4 in (3,8 cm x 10,2 cm) Mini	10381780270003
3822R	Savitljivi okretni retraktor, 1-1/2 in x 5 in (3,8 cm x 12,7 cm) Mini	10381780270010
3854R	Deaver okretni retraktor, 1-1/2 in x 6 in (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270065
3856R	Okretni retraktor Fence, 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780270058
3858R	Posteriorni okretni retraktor, 1-3/4 in x 3 in (4,5 cm x 7,6 cm)	10381780270072
3866R	Mayo okretni retraktor, 2-3/4 in x 3 in (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780270119
3868R	Mayo okretni retraktor, 3-1/2 in x 4 in (8,4 cm x 10,2 cm)	10381780270126
3876R	Savitljivi okretni retraktor, 3 in x 6-1/2 in (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270164
3878R	Savitljivi okretni retraktor, 3 in x 8 in (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780270171
3880R	Savitljivi okretni retraktor, 4 in x 6-1/2 in (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780270188
3882R	Savitljivi okretni retraktor, 4 in x 8 in (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780270195
3883R	Mayo okretni retraktor, 2 in x 2 in (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780270201
3906R	Kelly okretni retraktor, 2 in x 3 in (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270263
3907R	Kelly okretni retraktor, 2 in x 4 in (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780270270
3908R	Kelly okretni retraktor, 2 in x 5 in (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270287
3982R	Savitljivi okretni retraktor, aluminijski, 3 in x 6-1/2 in (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270577
4018R	Okretni retraktor za bubrežnu venu, aluminijski, 1 in x 4 in (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270607
4105R	Splanhički okretni retraktor, aluminijski, 2 in x 8 in (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270676
4596R	Mulier retraktor za kuk, 2 in x 2,5 in (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270751
4603R	Meyering retraktor za kuk, 1 in x 5,5 in (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270829
4615R	Kuka za kosti, 2-1/2 in (6,4 cm)	10381780270874